

Das Sorglos-Leistungspaket

enthält für Sie:

Abwicklung der Kostenübernahme direkt mit Ihrer Krankenkasse

Hausbesuche
Reparaturservice
24-Stunden-Notdienst

Qualitätsgarantie

Komplettes Informationssortiment in unseren
Ausstellungsräumen

Vermietung von Hilfsmitteln
Umfangreiches Lagersortiment

Ganz gleich, welche Leistung Sie wünschen, Sie dürfen immer
eine freundliche, fachkompetente umfassende Beratung erwarten.

Ihr Sanitätshaus.

Wir sind in Ihrer Nähe.

MITGLIED DER

ORTHEG

DIE LEISTUNGSSTARKE
EINKAUFS-
GENOSSENSCHAFT



Hilfreiche Produkte für den Alltag

REHABILITATION
HÄUSLICHE PFLEGE

Weitere Produkte




Sauerstoffkonzentrator
HMV-Nr.: 14.24.04.0



Unterarm-Gehstützen
HMV-Nr.: 10.50.02.0



Gehstützen-Spikes
HMV-Nr.: 10.99.01.0



Vierfüßgehilfe
HMV-Nr.: 10.50.01.3



Gehstöcke
HMV-Nr.: 10.50.01.1



Gehgestell faltbar
HMV-Nr.: 10.46.01.0



Rollstuhl-Zusatzantrieb
Schubhilfe
HMV-Nr.: 18.99.04.1



Treppensteighilfe
HMV-Nr.: 18.65.01.1



Therapietisch
HMV-Nr.: 28.99.01.0



Rollstuhl-Flamme
HMV-Nr.: 22.50.01.0



Scooter / Elektromobil
HMV-Nr.: 18.51.05.1

Herausgeber:

ORTHEG eG
Fockestraße 25/1
88471 Laupheim

www.ortheg.de
2. Auflage Juni 2006



Badewannenbrett
HMV-Nr.: 04.40.02.0



Badewannensitz
HMV-Nr.: 04.40.02.2



Duschklappsitz
HMV-Nr.: 04.40.03.0



Duschrollstuhl
HMV-Nr.: 18.46.03.0



Toilettenstuhl
HMV-Nr.: 33.40.04.0



Beistelltisch
HMV-Nr.: 50.45.04.0



Dekubitus-Fell



Personenlifter
HMV-Nr.: 22.40.01.0



Umsetzhilfe
HMV-Nr.: 22.29.01.0



Strumpfanzieher
HMV-Nr.: 02.40.01.2



Greifzange
HMV-Nr.: 02.40.04.1

Gehhilfen	Seite	4
Badehilfen	Seite	5-6
Haltegriffe	Seite	7
WC-Hilfen	Seite	8-9
Standard-Rollstühle	Seite	10-11
Multifunktions-Rollstühle	Seite	12
Zimmer-E-Rollstühle	Seite	13
E-Rollstühle	Seite	14-15
Dekubitusprophylaxe	Seite	16
Pflegebetten	Seite	17
Weitere Produkte	Seite	18-19



Rollator

Kundennutzen:

- Ohne fremde Hilfe können kurze Wege zurückgelegt werden
- Die Gehhilfe gewährleistet eine Unterstützung, die drinnen und draußen zu mehr Mobilität verhilft
- Parkbremse zur Sicherheit
- Sitzbank für die Pause zwischendurch
- Leicht faltbar

Einsatzbereich:

- Für Menschen, die in ihrer Beweglichkeit eingeschränkt sind
- Im Außen- und Innenbereich

Technische Daten:

- Höhenverstellbare Schiebegriffe
- Pannensichere Bereifung
- Multifunktionsbremse
- Gewicht ca. 8,5-10 kg
- Benutzergewicht bis 120 kg

HMV-Nr.: 10.50.04.1



Rollator mit Unterarmauflage

Einsatzbereich:

- Rollator mit verstellbaren Unterarmauflagen für Rheuma- und Arthritispatienten

Pflegebett, Einlegerahmen

Kundennutzen:

- Elektrisch betriebene Pflegebetten bieten eine komfortable Lösung für die Pflege von kranken, pflegebedürftigen, gebrechlichen und behinderten Menschen
- Durch die leicht zu bedienenden Verstellmöglichkeiten wird das Pflegepersonal entlastet und dem Patienten das Aufsitzen und Aufstehen erleichtert
- Geeignetes Zubehör wie z. B. Aufrichter und Seitengitter erhöhen die Sicherheit

Einsatzbereich:

- Das Pflegebett ist in der häuslichen Pflege sowie im Alters- und Pflegeheim einsetzbar
- Durch die leichte Zerlegbarkeit bzw. Montage kann es nahezu überall aufgestellt werden

Technische Daten:

- Höhenverstellbar von ca. 40-80 cm
- 3-geteilte oder 4-geteilte Liegefläche
- Spritzwassergeschützte Elektromotoren IPx4
- Geeignet bis 135 kg Patientengewicht
- Liegefläche 90x200 cm
- Eigengewicht ca. 100-120 kg

HMV-Nr.: (Bett) 50.45.01.1

HMV-Nr.: (Rahmen) 19.40.03.0



Nützliches Zubehör:

- Schaumstoffmatratze 5 cm, 10 cm, 12 cm hoch
- Schaumstoff RG 35/40





Sitzkissen Fersenschonener Wechseldrucksystem

Was ist Dekubitus?

- Dekubitus wird im allgemeinen Sprachgebrauch als „Wundliegen“ bzw. „Wundsitzen“ bezeichnet


Wer ist dekubitusgefährdet?

- Jeder, der längere Zeit ohne geeignete, d. h. druckmindernde Unterlage sitzt oder liegt

Wie erkenne ich Dekubitus?

- Im Anfangsstadium sind Rötungen an besonders gefährdeten Stellen erkennbar:

Gesäß
Fersen
Schulterblätter
Hinterkopf



HMV-Nr.:

Würfelsitzkissen 11.11.01
Wechseldrucksystem 11.11.04



Badewannenlifter

Kundennutzen:

- Sie schonen Ihre Kräfte als Pfleger und gewinnen als Hilfsbedürftiger ein Stück Selbständigkeit zurück
- Sicherheit beim Ein- und Ausstieg
- Leicht montierbar
- Herausnehmbar - Mitbenutzung der Wanne ist dadurch gewährleistet



Einsatzbereich:

- Dient der Absenkung von der Wannenrandhöhe in Richtung Wannenboden
- Wird eingesetzt, wenn beim Anwenden erhebliche Funktionseinschränkungen an den oberen oder unteren Extremitäten, ein selbständiges Ein- und Aussteigen aus der Badewanne bzw. das Hin- und Aufsetzen unmöglich machen

Technische Daten:

- Rückenlehne bis 40° absenkbar
- Sitzhöhe max. 42 cm
- Sitzhöhe min. 6 cm
- Sitzbreite mit Seitenklappen 70 cm
- Standfläche 58 x 28,5 cm
- Gewicht mit Akku ca. 12,1 kg
- Schwimffähige Handsteuerung
- Benutzergewicht bis 135 kg

Nützliches Zubehör:

- Dreh- und Übersetzungshilfen
HMV-Nr.: 22.29.01
- Vereinfachen das Überschwelen der Beine in die Badewanne

HMV-Nr.: 04.40.01.0





Duschstuhl, Duschhocker

Kundennutzen:

- Sicherheit beim Sitzen in der Dusche oder im Bad
- Korrosionsbeständig aus rostfreiem Werkstoff,
- Sitz und ggf. Rücken aus hautfreundlichem, hygienischem Kunststoff
- Rutschfest
- Die Sitzhöhe ist individuell einstellbar
- Füße mit rutschfesten Gummikappen
- Mit oder ohne Hygieneausparung erhältlich
- Leicht zu desinfizieren

Einsatzbereich:

- Praktisches Hilfsmittel bei der Körperpflege von Patienten in Kliniken, Pflegeheimen und in der häuslichen Pflege

Technische Daten:

- Max. Belastung je nach Modell 100-130 kg, nach Herstellerangabe
- Wassertemperatur beständig 80-90°C

HMV-Nr.:

Duschstuhl 04.40.03.2
Duschhocker 04.40.03.1



Elektro-Rollstuhl mit elektromechanischer Lenkung

Kundennutzen:

- Gute Spurhaltung in unebenem Gelände und auf Wegen mit Querfälle durch große Bereifung vorn
- Leichtes Überwinden von Hindernissen, wie z. B. Bordsteinkanten möglich
- Individuell programmierbare, anpassbare Fahreigenschaften an das Fahrvermögen des Nutzers
- Aktive und passive Beleuchtung serienmäßig
- Das Fahren ist einfach erlernbar.

Einsatzbereich:

- Außenbereich
- Bei fortgeschrittenen orthopädischen Krankheiten
- Bei neurologischen- und Muskelerkrankungen
- Wenn der Benutzer viel im Freien fährt und Sicherheit durch das Fahrverhalten des Rollstuhls benötigt
- Für längere Strecken im Freien geeignet

Technische Daten:

- Geschwindigkeit: 6 km/h
- Benutzergewicht: 120-150 kg
- Reichweite: 40-50 km
- Antriebsmotor vorn, direkte Lenkung
- Inklusive Ladegerät

HMV-Nr.:

18.51.02.0



E-Rollstühle



Elektro-Rollstuhl mit indirekter Lenkung

Kundennutzen:

- Individuell programmierbare, anpassbare Fahreigenschaften an das Fahrvermögen des Nutzers
- Kompakte Fahrzeugmaße ermöglichen gute Wendigkeit im Innenbereich
- Großvolumige Bereifung und seine Reichweite ermöglichen das Fahren im Außenbereich
- Für den Transport zerlegbar

Einsatzbereich:

- Innen- und Außenbereich
- Für Personen mit ausgeprägten Funktionsstörungen und geringer Kraft, die keinen manuellen Rollstuhl selbstständig antreiben können
- Für berufstätige Personen, die einen Rollstuhl benötigen, der den unterschiedlichen Situationen im Laufe des Tages gerecht wird

Technische Daten:

- Geschwindigkeit: 6 km/h
- Benutzergewicht: 120-150 kg
- Reichweite: 35-40 km
- Zwei Antriebsmotoren hinten, indirekte Lenkung
- Inklusive Ladegerät

HMV-Nr.:

11.50.04.0



Haltegriffe

Wandhaltegriffe

Kundennutzen:

- Rostfreier Edelstahl ohne poröse Oberfläche, somit sehr hygienisch, da sich keine Krankheitserreger einnisten können
- Leicht zu reinigen
- Gute Griffsicherheit gegen Abrutschen (Grip)

Einsatzbereich:

- An jeder Wand, an der Sie eine Haltermöglichkeit benötigen, ist er montierbar
- Montage muss durch den Fachmann erfolgen, um die richtige Auswahl der Befestigungsmittel zu gewährleisten

Technische Daten:

- In verschiedenen Längen erhältlich
- Belastung bis 100 kg

HMV-Nr.:

- 04.00.30.0 bis 30 cm
- 04.00.60.0 bis 60 cm
- 04.00.90.0 bis 90 cm
- 04.00.11.0 bis 110 cm



Badewannengriffe

Kundennutzen:

- Dieser Griff wird ohne Bohren und ohne Werkzeuge an beliebiger Stelle Ihrer Badewanne angebracht und ist problemlos abnehmbar
- Bietet sicheren Halt beim Ein- und Aussteigen aus der Badewanne

Einsatzbereich:

- Für Personen, deren Standsicherheit eingeschränkt ist

Technische Daten:

- Für alle handelsüblichen Badewannen geeignet
- Chrom kunststoffbeschichtet
- Bis max. 100 kg Benutzergewicht

HMV-Nr.:

04.40.05.0





Toilettensitzerhöhungen

Kundennutzen:

- Erleichtert das Aufstehen und Hinsetzen
- Glatte Kunststoffoberflächen ermöglichen leichtes Reinigen und Desinfizieren
- Leichte Montage am Toilettenbecken

Einsatzbereich:

- Genormte Standardhöhen der Toilettenbecken sind für Personen mit eingeschränkter Beweglichkeit meist zu niedrig (z. B. Hüft- und Kniegelenkversteifung, fehlende Kraft beim Setzen bzw. Aufstehen)

Technische Daten:

- In verschiedenen Höhen lieferbar
- Mit und ohne Deckel
- Mit und ohne Armlehnen, schwenkbar
- Werkstoff: Kunststoff
- Benutzergewicht 130-150 kg, je nach Herstellerangabe

HMV-Nr.:

33.40.01.0
33.40.01.3 (mit Armlehnen)



Zimmer-Elektrollstuhl

Kundennutzen:

- Kleine Abmessungen erleichtern das Fahren in Innenräumen
- Drehen auf engstem Raum möglich
- Schiebemöglichkeit für Begleitperson
- Individuell anpassbar in Sitzhöhe, Rückenhöhe und Unterschenkelhöhe
- Begrenzbare Geschwindigkeitsregelung
- Sicherung gegen Tiefentladung der Batterien
- Ideal zur Mobilitätsrehabilitation
- Kippsicher durch Stützrollen hinten

Einsatzbereich:

- Für Personen, die sich im Innenbereich mit einem Greifreifenrollstuhl nicht mehr fortbewegen können
- Für Personen mit stärkeren Funktionseinschränkungen und wenig Kraft in den Armen und Händen
- Zum Fahren in geschlossenen Räumen wie z. B. zu Hause, in der Schule, der Einrichtung, im Heim, am Arbeitsplatz

Technische Daten:

- Geschwindigkeit: max. 6 km/h
- Benutzergewicht: max. 120 kg
- Reichweite: 15-20 km
- Zwei Antriebsmotoren hinten, indirekte Lenkung
- Inklusive Ladegerät

HMV-Nr.:

18.46.05.0





Multifunktions-Rollstuhl

Kundennutzen:

- Durch Sitz- und Rückenverstellungen geeignet zur Stabilisierung der Sitzposition
- Schmerzentlastung/Druckentlastung
- Therapie/Kreislaufstabilisierung
- Schnelle Lagewechsel/Kopfstütze vorhanden
- Höhenverstellbare Fußstützen und Seitenteile
- Armlehnen bequem gepolstert

Einsatzbereich:

- Im häuslichen Bereich für immobile Personen, die gelagert werden müssen und bei denen ein tägliches mehrmaliges Umsetzen auf verschiedene Sitzgelegenheiten zu belastend wäre (Pflegerollstuhl)
- Im häuslichen sowie stationären Bereich zur Mobilisation von Schwerstbehinderten und Spastikern

Technische Daten:

- Benutzergewicht max. 150 kg
- Serienmäßige Trommelbremse
- Eigengewicht 30-35 kg (Stahlrohr)
- Sitzkantelung und Rückenverstellung 75° - 135°
- Feste Sitz- und Rückeneinheiten

HMV-Nr.: 18.50.02.5



Geriatrischer Pflegerollstuhl

HMV-Nr.: 18.50.01.1

Toilettenstuhl

Kundennutzen:

- Pflegebedürftige können über die Toilette geschoben werden und brauchen nicht umgesetzt zu werden
- Seitenteile und Fußstützen sind abschwenkbar und erleichtern den Transfer
- Herausnehmbarer Toiletteimer, gepolsterte Sitzabdeckung und Armlehnen ermöglichen auch längeres Sitzen
- Alle Räder sind schwenkbar und erhöhen die Wendigkeit in engen Räumen, zwei Rollen sind bremsbar

Einsatzbereich:

- Fahrbare Toilettenhilfe für den häuslichen und stationären Gebrauch
- Über handelsübliche WC-Becken fahrbar

Technische Daten:

- Stahlrohr verchromt, Gesamtbreite ca. 54 cm
- Gewicht ca. 14 kg, max. Benutzergewicht 120 kg

HMV-Nr.:

18.46.02.0



Standard- Rollstühle



Standard-Rollstuhl

Kundennutzen:

- Stabil und im Alltag bewährt
- Schieberollstuhl als Transport- oder Mobilitätshilfe
- Abnehmbare Seitenteile
- Abschwenk- und abnehmbare Fußstützen
- Ca. 3 Sitzbreiten u. 2 Sitzhöhen 52 cm u. 47 cm

Einsatzbereich:

- Im Außen- und Innenbereich einsetzbar
- Bei Gehbehinderungen oder zum Rollstuhlgehen bzw. Mittrippeln
- Mit Druckbremse für Benutzer, als Option Trommelbremse für Begleitperson zur Sicherheit

Technische Daten:

- Benutzergewicht max. 120 kg
- ca. 20-24 kg Eigengewicht (Stahlrohr)
- Sitzbreite: ca. 43/45/48 cm
- 8" Lenkräder, 24" Antriebsräder

HMV-Nr.:

18.50.02.0



Standard- Rollstühle



Standard-Leichtgewichtrollstuhl

Kundennutzen:

- Geringes Gewicht, Antriebsräder abnehmbar
- Wendig, leichtgängig, für aktive Mobilität
- Individuell auf Ihre Bedürfnisse anpassbar
- Abnehmbare und abschwenkbare Fußstützen
- Sitz- und Rückenbespannung atmungsaktiv

Einsatzbereich:

- Rehakliniken
- Innen- und Außenbereiche
- Bei Versorgung mit Anpassbedarf
- Einfaches Handling der Bedienelemente
- Für Hemi oder Geriatrische Patienten zum Trippeln, Aufstehen und Transfer
- Vorteile durch niedrige Sitzhöhe
- Optional Trommelbremse für Begleitperson

Technische Daten:

- Benutzergewicht max. 120 kg
- Sitzhöhe hinten 42-52 cm
- 17-18 kg Eigengewicht (Aluminium)
- Wählbare Lenk- und Antriebsradgrößen
- Sitzbreite 38 cm - 48 cm
- Rückenhöhen 40 cm - 45 cm

HMV-Nr.:

18.50.02.2